

**Armadio per infiammabili serie 1200 - 80 litri di prodotti****Labor Security System**

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di 80 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili.

Certificazioni:

- Conformità alle norme EN 14470-1, EN 14727;
- Classe di resistenza al fuoco Type 90: 90 min;
- Certificato TÜV;
- Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363-1:2001.

Caratteristiche struttura:

- Completamente in acciaio decapato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200°C;
- Spessore della verniciatura da un minimo di 60 µm a un massimo di 250 µm come da procedura UNI EN ISO 9001:2008;
- Struttura esterna monolitica completamente saldata;
- Doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna;
- Coibentazione ignifuga composta da materiale a elevata resistenza al fuoco completamente ecologica;
- Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi;
- Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno;
- Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione "fumi freddi e caldi";
- Chiusura porta a battente con ritorno automatico a ogni apertura;
- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica per garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze;
- Collare esterno di collegamento Ø 100 mm;
- Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a



cilindro;

- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864);

- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche;
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio;
- Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio;
- Manuale d'uso e manutenzione;
- Dimensioni esterne: 1100x510x600/620 h mm - ingombro massimo profondità: 585 mm;
- Dimensioni interne: 936x355x440 h mm;
- Peso: 220 kg;
- Volume interno: circa 146 litri.

Code	Description	Packaging
LSSFL0125CM	armadio infiammabili AC1200/50 CM - per 80 L prodotti - 2 porte a battente	1 pezzo
LSSFL0125CMD	armadio infiammabili AC1200/50CM D - per 80 L prodotti - 1 porta a cassetto	1 pezzo
LSSFL0125CMDD	armadio infiammabili AC1200/50CM DD - per 80L prodotti - 2 porte a cassetto	1 pezzo



Accessories

Code	Description	Packaging
LSSCR002	carrello con ruote per armadi serie AC1200/50M	1 pezzo
LSSCTT09	CUNCTATOR - dispositivo elettronico per il cambio dei filtri	1 pezzo
LSSES006	estintore automatico	1 pezzo
LSSVDR0081	aspiratore antiscintilla	1 pezzo
LSSVS029	ripiano in acciaio verniciato per serie 1200	1 pezzo
LSSWAM151254	aspiratore Atex monofase	1 pezzo