

**Armadio per infiammabili Minibox****Labor Security System**

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di 4 bottiglie di sostanze infiammabili da 2,5 litri.

Certificazioni:

- Conformità alle norme EN 14470-1, EN 14727;
- Classe di resistenza al fuoco Type 30: 30 min;
- Certificato TÜV;
- Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363-1:2001.

Caratteristiche struttura:

- Completamente in acciaio decapato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200°C;
- Spessore della verniciatura da un minimo di 60 m a un massimo di 250 m come da procedura UNI EN ISO 9001:2008;
- Struttura esterna monolitica completamente saldata;
- Doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna;
- Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica;
- Scocca interna con pannellatura in materiale antiraffio, resistente ai prodotti corrosivi;
- Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno;
- Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione "fumi freddi e caldi";
- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica per garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze;
- Collare esterno di collegamento Ø 100 mm;
- Vasca di fondo a tenuta stagna in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido - capacità di raccolta 3 litri circa;



- Cerniere a cardine antiscintilla poste sulla lunghezza della porta;
- Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro;
- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864);
- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche;
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio;
- 2 maniglie per il trasporto in acciaio verniciato antiacido;
- Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio;
- Manuale d'uso e manutenzione;
- Dimensioni esterne: 400x400x445 h mm;
- Dimensioni interne: 305x305x335 h mm;
- Peso: 35 kg;
- Volume interno: circa 35 litri.

Code	Description	Packaging
LSSFL004T30	armadio per infiammabili - per 4 bottiglie da 2,5 litri	1 pezzo





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

