

**Armadio per acidi e basi AAW600****Labor Security System**

Armadio di sicurezza filtrato e aspirato per lo stoccaggio di 90 litri di prodotti chimici, acidi, basi, in conformità alla norme EN 61010-1, EN 14727, marchio CE, certificato TÜV - verniciatura a polveri epossidiche antiacido - 3 ripiani, 1 vasca di fondo - porta vetrata con vetro anti-sfondamento - filtro a carbone attivo granulare Carbox® - Cunctator® per la sostituzione della cella filtrante - elettroaspiratore autoestinguente - zoccolo pallettizzato certificato - assicurazione RC Prodotti - dimensioni esterne: 600x500x990 mm - dimensioni interne: 530x463x1533 mm - peso: 101 kg - volume totale: 402 litri.



Code	Description	Packaging
LSSCH006AW	Armadio per chimici AAW600, aspirato e filtrato, certificato CE e TUV	1 pezzo

## Accessories

Code	Description	Packaging
LSSF007	filtro a carboni attivi e CUNCTATOR	1 pezzo
LSSF007F	filtro speciale per formalina e CUNCTATOR	1 pezzo
LSSFVS009	vasca di fondo per serie 600	1 pezzo
LSSVDR0051	elettroaspiratore mod. AA/AAF/AAW120, AA/AAW/AB/ABW600, AB30/30EST	1 pezzo
LSSVS019	ripiano aggiuntivo per serie 600	1 pezzo



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

