

**Armadio infiammabili AC 600 S**

Labor Security System

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di 100 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili in conformità alle norme EN 14470-1, EN16121, EN 16122. Classe di resistenza al fuoco;TYPE 90' - 90 min. Certificato TÜV.

**Descrizione**

Costruito completamente in acciaio decapato. Nuova coibentazione ignifuga, completamente ecologica. Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102). Doppia guarnizione supplementare antipolvere con protezione fumi caldi e freddi. Chiusura porta con dispositivo termico a 50° C. Non elettrico. Due valvole meccaniche di sicurezza certificate a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 ± 10° C. 3 ripiani, 1 vasca di fondo. Sistema di chiusura di sicurezza interno brevettato. Zoccolo pallettizzato. Assicurazione RC Prodotti.

**Dettagli**

Dimensioni esterne: 680x640x1950 mm. Dimensioni interne: 533x495x1731 mm. Peso: 252 kg. Volume totale: 456 litri.

**Accessori**

Possibilità di dotare l'armadio di filtri a carbone attivo e motore.



Code	Description	Packaging
LSSFL006S	armadio infiammabili AC 600 S	1 pezzo



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

