

**Armadio inffiammabili AC 1200 T30****Labor Security System**

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di 160 litri di prodotti liquidi e solidi inffiammabili in conformità alla norme EN 14470-1, EN 16121, EN 16122. Classe di resistenza al fuoco TYPE 30' - 30 min. Certificato TÜV.

Descrizione

Costruito completamente in acciaio decapato. Nuova coibentazione ignifuga, completamente ecologica. Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102). Guarnizione supplementare antipolvere. Due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica ad una temperatura di $70 \pm 10^\circ \text{C}$. Sistema di chiusura di sicurezza brevettato. 3 ripiani, 1 vasca di fondo. Zoccolo pallettizzato certificato. Assicurazione RC Prodotti.

Dettagli

Dimensioni esterne: 1180x640x1985 mm. Dimensioni interne: 1015x445x1685 mm. Peso: 415 kg Volume totale: 761 litri.

Accessori

Possibilità di dotare l'armadio di filtri a carbone attivo e motore.



Code	Description	Packaging
LSSFL012T30	armadio in infiammabili AC 1200 T30, per lo stoccaggio di 160 L di infiammabili	1 pezzo



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

