

**Armadio infiammabili AC 900/130 S****Labor Security System**

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di 96 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili in conformità alle norme EN 14470-1, EN 16121, EN 16122. Classe di resistenza al fuoco TYPE 90' - 90 min. Certificato TÜV.

Descrizione

Costruito completamente in acciaio decapato. Nuova coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica. Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno. Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione "fumi freddi e caldi". Dispositivo termico per la chiusura delle porte a 50° C. Non elettrico. Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di $70 \pm 10^\circ$ C. Zoccolo pallettizzato certificato. 3 ripiani regolabili in altezza. Vasca di fondo in acciaio elettrozincato. Sistema di chiusura di sicurezza interno brevettato. Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio.

Dettagli

Dimensioni esterne: 900x640x1325 mm. Dimensioni interne: 753x495x1110 mm. Peso: 218 kg. Volume totale: 413 litri.



Code	Description	Packaging
LSSFL009130S	armadio infiammabili AC 900/130 S	1 pezzo



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

