

**Armadio per acidi e basi serie 120****Labor Security System**

Armadio per acidi e basi - per lo stoccaggio di 160 litri.

Caratteristiche struttura:

- Completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido;
- Zoccolo pallettizzato certificato: la progettazione dello zoccolo rende più agevole lo spostamento dell'armadio;
- Struttura esterna monolitica completamente saldata;
- Vasca di fondo in acciaio verniciato antiacido, capacità di raccolta ca. 44 litri;
- Apertura porte a 110°: permette l'estrazione del ripiano senza doverlo inclinare;
- Serratura di sicurezza a chiave, con chiusura in più punti e cilindro estraibile;
- Piedini regolabili;
- Dim. interne: 1120x464x1522 h mm - volume interno: circa 824 litri

Ripiani:

- 3 ripiani in acciaio verniciato;
- Regolabili in altezza;
- A vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti;
- Estraibili, con blocco anticaduta;
- Capacità del ripiano: ca. 15 litri;
- Portata del ripiano: 100 kg.

Versioni disponibili:

- Versioni filtrate e aspirate: filtro a carbone attivo granulare **Carbox®** posto all'interno dell'armadio di facile sostituzione - dispositivo elettronico **Cunctator®** per la sostituzione della cella filtrante - elettroaspiratore IMQ IPX4 in conformità alle norme EN 60335-1, EN 60335-2-80 ed EN 50366, in grado di garantire il più elevato grado di autoestinguenza.
- Versione con sistema e-FLOW: sistema di risparmio energetico che adatta la velocità di aspirazione alla condizione dell'armadio (porte aperte o porte chiuse), consentendo il risparmio di energia in condizioni di sicurezza.



Code	Description	Packaging
LSSCH012	armadio A120NEW, per 160 L di acidi e basi	1 pezzo
LSSCH012A	armadio AA120NEW per 160 L acidi e basi - filtrato e aspirato - c/E-Flow	1 pezzo
LSSCH012AF	armadio AAF120NEW, per 160 L di acidi e basi - filtrato e aspirato	1 pezzo
LSSCH012AW	armadio AAW120NEW per 160L acidi e basi - filtrato e aspirato - porte vetr.	1 pezzo

Accessories

Code	Description	Packaging
LSSF007	filtro a carboni attivi e CUNCTATOR	1 pezzo
LSSF007F	filtro speciale per formalina e CUNCTATOR	1 pezzo
LSSFVS015	vasca di fondo per serie 120	1 pezzo
LSSSP120	klt separatore per serie 120	1 pezzo
LSSVDR0051	elettroaspiratore mod. AA/AAF/AAW120, AA/AAW/AB/ABW600, AB30/30EST	1 pezzo
LSSVS018	ripiano aggiuntivo per serie 120	1 pezzo



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

