

**Armadio per acidi e basi serie 600****Labor Security System**

Armadio di sicurezza per prodotti chimici.

Caratteristiche struttura:

- Completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido;
- Zoccolo pallettizzato certificato: la progettazione dello zoccolo rende più agevole lo spostamento dell'armadio;
- Struttura esterna monolitica completamente saldata;
- Vasca di fondo in acciaio verniciato;
- Apertura porta a 110° che permette l'estrazione del ripiano senza doverlo inclinare;
- Serratura di sicurezza a chiave con cilindro estraibile;
- Piedini regolabili.



Code	Description	Packaging
LSSCH006	armadio A 600 stoccaggio 90 L acidi e basi	1 pezzo
LSSCH0065	armadio A600/50 per stoccaggio 50 L acidi e basi - aspirato - certificato	1 pezzo
LSSCH006A	armadio AA600 stoccaggio 70 L acidi e basi - filtrato, aspirato - cert.	1 pezzo

Accessories

Code	Description	Packaging
LSSF007	filtro a carboni attivi e CUNCTATOR	1 pezzo
LSSF007F	filtro speciale per formalina e CUNCTATOR	1 pezzo
LSSFVS009	vasca di fondo per serie 600	1 pezzo
LSSKIT01	kit aspirante e filtrante mod. A120, AW120, A600 e AW600	1 pezzo
LSSVDR0013	elettroaspiratore mod A600/50, AB900/50, AB1200/50	1 pezzo
LSSVDR0051	elettroaspiratore mod. AA/AAF/AAW120, AA/AAW/AB/ABW600, AB30/30EST	1 pezzo
LSSVS019	ripiano aggiuntivo per serie 600	1 pezzo



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

