

**Armadio per acidi e basi AW 600**

Labor Security System

Armadio di sicurezza AW 600. Per lo stoccaggio di 70 litri di prodotti chimici, acidi, basi.

**Descrizione**

Costruito in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido. Spessore della verniciatura da un minimo di 60m a un massimo di 250m. Struttura esterna monolitica, scocca interna resistente ai prodotti corrosivi. Ripiani regolabili in altezza tramite cremagliera con vasca di fondo, tutto in acciaio elettrozincato verniciato antiacido. Porta vetrata con vetro anti-sfondamento. Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile (a richiesta kit passe-partout in caso di smarrimento chiavi). Apertura porte a 180°. Predisposto per elettroaspiratore e filtro a carbone attivo Carbox® con dispositivo elettronico Cunctator®. Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio.

**Dettagli**

Dimensioni esterne: 600x500x1690 mm. Dimensioni interne: 530x450x1500 mm. Peso: 83 kg. Volume totale: 357 litri.

**Accessori**

Possibilità di dotare l'armadio di kit aspirante e filtrante (KIT 01). Ripiani aggiuntivi.



Code	Description	Packaging
LSSCH006W	armadio sicurezza acidi e basi mod. AW 600	1 pezzo

## Accessories

Code	Description	Packaging
LSSF007	filtro a carboni attivi e CUNCTATOR	1 pezzo
LSSF007F	filtro speciale per formalina e CUNCTATOR	1 pezzo
LSSFVS009	vasca di fondo per serie 600	1 pezzo
LSSKIT01	kit aspirante e filtrante mod. A120, AW120, A600 e AW600	1 pezzo
LSSVS019	ripiano aggiuntivo per serie 600	1 pezzo



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
 Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System

