

**Armadio per acidi e basi ABW 600****Labor Security System**

Armadio di sicurezza filtrato ed aspirato, per lo stoccaggio di 90 litri di prodotti chimici, acidi, basi, in conformità alle norme EN 61010-1, EN 14727. Marcato CE. Dimensioni esterne 600x500x1998 h mm. Dimensioni interne 520x440x765 + 726 h mm. Peso 100 kg. Porte a battente con ante in vetro. 2 ripiani per ogni scomparto. Stoccaggio 90 litri. Costruito completamente in acciaio decapato. Volume 341 litri. Zoccolo pallettizzato.



Code	Description	Packaging
LSSCH006ABW	armadio sicurezza acidi e basi mod. ABW 600	1 pezzo

Accessories

Code	Description	Packaging
LSSF007	filtro a carboni attivi e CUNCTATOR	1 pezzo
LSSF007F	filtro speciale per formalina e CUNCTATOR	1 pezzo
LSSFVS009	vasca di fondo per serie 600	1 pezzo
LSSVDR0051	elettroaspiratore mod. AA/AAF/AAW120, AA/AAW/AB/ABW600, AB30/30EST	1 pezzo
LSSVS019	ripiano aggiuntivo per serie 600	1 pezzo



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

