

**Armadio per bombole gas compressi da interno**

Labor Security System

Armadio per lo stoccaggio di bombole gas compressi da 50 litri.

Certificazioni:

- Conformità alle norme EN 14470-2, EN 14727;
- Certificato TUV;
- Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati.

Caratteristiche struttura:

- Completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido;
- Struttura esterna monolitica completamente saldata;
- Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologico;
- Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno;
- Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione "fumi freddi e caldi";
- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica;
- Predisposizione per il passaggio di impianti gas;
- Spazio per riduttori e centraline di distribuzione;
- Rampa metallica per agevolare il collocamento delle bombole nell'armadio;
- Possibilità di inserire sistemi di monitoraggio fughe gas;
- Chiusura a chiave di sicurezza con serratura cilindro.

Modelli:

- Codice LSSCG065: armadio di sicurezza da interno per lo stoccaggio di 2 bombole di gas compressi da 50 litri - 2 staffe per l'ancoraggio delle bombole - 4 piedini regolabili - dim. esterne: 700x600x2015 h mm - dim. interne: 470x500x1850 h mm.
- Codice LSSCG135: armadio di sicurezza da interno per lo stoccaggio di 4 bombole di gas compressi da 50 litri - 4 staffe per l'ancoraggio delle bombole - 6 piedini regolabili - dim. esterne: 1300x600x2015 h mm - dim. interne: 1165x500x1830 h mm.



Code	Description	Packaging
LSSCG135	armadio BC1350GS per lo stoccaggio da interno di 4 bombole gas compressi	1 pezzo

Accessories

Code	Description	Packaging
LSSBP001	filtro mod. BP	1 pezzo
LSSKIT03	convogliatore fumi armadi infiammabili alti e armadi gas	1 pezzo
LSSVDR0081	aspiratore antiscintilla	1 pezzo



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*