

**Sistema modulare per bombole gas compressi da esterno**

Labor Security System

Sistema modulare per lo stoccaggio di gas compressi all'aperto.

**Certificazioni:**

- Testato dall'ente accreditato SINAL.

**Caratteristiche struttura:**

- Pannelli in acciaio tamburati e saldati a longheroni perimetrali per contenere le deflessioni della struttura;
- Completo di piedi regolabili per il fissaggio al suolo su basamento in cemento;
- I pannelli possono essere riempiti con sabbia o calcestruzzo;
- Costruiti in lamiera e profili elettrozincati verniciati a polveri epossidiche e poliesteri applicate elettrostaticamente con successivo passaggio in galleria termica a 200°C;
- Predisposizione alla modularità;
- Tettuccio modulare in ondulino di cartone catramato, fissato su base portante in acciaio verniciato;
- Gronda in PVC;
- Ante con rete anti intrusione complete di chiusura di sicurezza;
- Possibilità di separare combustibili da comburenti;
- Dim. esterne: 960x880x2400 h mm - peso 262 kg.



Code	Description	Packaging
LSSSD3	deposito bombole da esterno - 3 posti	1 pezzo



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

