

**Pipetta a volume variabile Finnpipette F1****Thermo Scientific**

Micropipetta a volume variabile Finnpipette F1 - per volumi da 0,2 μ L a 10 mL - leggerezza di pipettaggio - facilità d'uso - cono autoclavabile - assicura accuratezza e precisione grazie a un meccanismo modulare di regolazione del volume separato dal corpo della pipetta - design ergonomico, che garantisce estrema leggerezza e maneggevolezza - pulsante di pipettaggio dotato di sistema di sicurezza: per impostare il volume bisogna sollevare la parte superiore del pulsante, in questo modo si evita l'accidentale variazione di volume durante le comuni azioni di pipettaggio - ampio display ergovisivo, per una facile lettura e una semplice impostazione dei parametri di pipettaggio - poggia-dito regolabile per una eccellente maneggevolezza - superficie antimicrobica a ioni d'argento, che inibisce la proliferazione di batteri, funghi, muffe e microbi: protegge attivamente la Finnpipette F1 dalle contaminazioni prodotte da aerosol o da contatto - facilità di manutenzione e calibrazione in laboratorio, grazie all'utilizzo di semplici strumenti forniti con la pipetta stessa - codice colore per identificare i diversi volumi e spazio per etichetta di identificazione.



Code	Description	Packaging
FL7641020	pipetta vol. variabile F1 - 0,5-5 µL, micro - codice colore rosa	1 pz
FL7641110	pipetta vol. variabile F1 - 0,5-5 mL - codice colore verde	1 pz
FL7641050	pipetta vol. variabile F1 - 2-20 µL, micro - codice colore turchese	1 pz
FL7641130	pipetta vol. variabile F1 - 5-50 µL, micro - codice colore turchese	1 pz
FL7641030	pipetta vol. variabile F1 - 1-10 µL, micro - codice colore rosa	1 pz
FL7641040	pipetta vol. variabile F1 - 1-10 µL - codice colore giallo	1 pz
FL7641120	pipetta vol. variabile F1 - 1-10 mL - codice colore rosso	1 pz
FL7641100	pipetta vol. variabile F1 - 100-1000 µL - codice colore blu	1 pz
FL7641070	pipetta vol. variabile F1 - 10-100 µL - codice colore giallo	1 pz
FL7641140	pipetta vol. variabile F1 - 5-50 µL - codice colore giallo	1 pz
FL7641080	pipetta vol. variabile F1 - 20-200 µL - codice colore giallo	1 pz
FL7641060	pipetta vol. variabile F1 - 2-20 µL - codice colore giallo	1 pz
FL7641090	pipetta vol. variabile F1 - 30-300 µL - codice colore arancione	1 pz
FL7641010	pipetta vol. variabile F1 - 0,2-2 µL, micro - codice colore rosa	1 pz



Accessories

Code	Description	Packaging
FL7420400	supporto per 6 Finnpipette manuali	1 pz
FL8206040	supporto da mensola per 1 Finnpipette manuale	1 pz
FL8420320	supporto per 6 pipette manuali - grigio	1 pz
FL8420321	supporto per 3 pipette manuali - grigio	1 pz
FL8420340	supporto con coperchio per 6 Finnpipette manuali o 3 elettroniche	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

