

**Pipetta a volume variabile F1-ClipTip****Thermo Scientific**

Pipetta a volume variabile F1 ClipTip - assicura la perfetta tenuta di ogni puntale sul canale della micropipetta - grazie ad una tecnologia brevettata a triplo blocco il puntale rimane fermamente in posizione: nessun pericolo di perdere i puntali qualsiasi sia la pressione applicata - tasto di espulsione azionabile con una minima pressione - design ergonomico per proteggere dai rischi dovuti a lavoro ripetitivo (RSI) - impugnatura regolabile con angolo di 120° per assicurare il comfort sia a operatori mancini che destrorsi - dispositivo Super blow-out che permette l'aumento del 150% dell'aria espulsa, garantisce la dispensazione efficiente di micro-volumi e previene l'azione capillare (disponibile per i modelli fino a 50 µL) - da utilizzare con puntali Clip-Tip.



Code	Description	Packaging
FL7641180	pipetta vol. variabile F1-ClipTip - 2-20 $\mu$ L - 0,02 $\mu$ L	1 pezzo
FL7641190	pipetta vol. variabile F1-ClipTip - 5-50 $\mu$ L - 0,1 $\mu$ L	1 pezzo
FL7641200	pipetta vol. variabile F1-ClipTip - 10-100 $\mu$ L - 0,2 $\mu$ L	1 pezzo
FL7641210	pipetta vol. variabile F1-ClipTip - 20-200 $\mu$ L - 0,2 $\mu$ L	1 pezzo
FL7641220	pipetta vol. variabile F1-ClipTip - 30-300 $\mu$ L - 1 $\mu$ L	1 pezzo
FL7641230	pipetta vol. variabile F1-ClipTip - 100-1000 $\mu$ L - 1 $\mu$ L	1 pezzo

## Accessories

Code	Description	Packaging
FL7420400	supporto per 6 Finnpipette manuali	1 pz
FL8206040	supporto da mensola per 1 Finnpipette manuale	1 pz
FL8420320	supporto per 6 pipette manuali - grigio	1 pz
FL8420321	supporto per 3 pipette manuali - grigio	1 pz
FL8420340	supporto con coperchio per 6 Finnpipette manuali o 3 elettroniche	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*