

**Pipetta a volume variabile Transferpette S****BRAND**

Micropipetta monocanale, a volume variabile, Transferpette S.

- Efficiente: tutte le operazioni sono eseguibili utilizzando una sola mano
- Flessibile: design ergonomico, adatta a destrorsi e mancini, mani piccole o grandi

- Autoclavabile a 121 °C
- Leggera
- Affidabile: blocco volume per evitare accidentali variazioni
- Ridotta forza necessaria per l'attivazione del pistone
- Puntale sottile per facile accesso anche in recipienti a collo stretto
- Marcata DE-M
- CE-IVD
- Certificata
- Struttura realizzata con materiali di alta qualità
- Codice colore per distinguere la diverse versioni
- Qualità made in Germany
- 3 anni di garanzia



Code	Description	Packaging
FB4705868	Pipetta volume variabile Transferpette S, 0,1-1 µl, puntale 0,1-20 µl	1 pz
FB4705869	Pipetta volume variabile Transferpette S, 0,1-2,5 µl, puntale 0,5-20 µl	1 pz
FB4705870	Pipetta volume variabile Transferpette S, 0,5-10 µl, puntale 0,5-20 µl	1 pz
FB4705872	Pipetta volume variabile Transferpette S, 2-20 µl, puntale 2-200 µl	1 pz
FB4705873	Pipetta volume variabile Transferpette S, 5-50 µl, puntale 2-200 µl	1 pz
FB4705874	Pipetta volume variabile Transferpette S, 10-100 µl, puntale 2-200 µl	1 pz
FB4705878	Pipetta volume variabile Transferpette S, 20-200 µl, puntale 2-200 µl	1 pz
FB4705880	Pipetta volume variabile Transferpette S, 100-1000 µl, puntale 50-1000 µl	1 pz
FB4705882	Pipetta volume variabile Transferpette S, 500-5000 µl, puntale 500-5000 µl	1 pz
FB4705884	Pipetta volume variabile Transferpette S, 1 mL-10 mL, puntale 1 mL-10 mL	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

