

**Pipetta 12 canali Finnpipette F2****Thermo Scientific**

Micropipetta a 12 canali Finnpipette# F2 - interamente autoclavabile - con meccanismo brevettato AVG (Advanced Volume Gearing) per settaggio del volume - accurata e precisa - resistente - sistema di impostazione del volume isolato termicamente rispetto al corpo della pipetta: in questo modo il calore della mano non ha effetti sull'accuratezza - funzione blow-out che permette la completa dispensazione anche nei modelli a piccolo volume - display ergovisivo: numeri bianchi su sfondo nero - sistema di sicurezza che impedisce l'accidentale variazione di volume durante il pipettaggio - spazio per l'identificazione della pipetta - impugnatura ergonomica - il pulsante di espulsione del puntale richiede una forza minima - leggera per ridurre il rischio di RSI (Repetitive Strain Injury).



Code	Description	Packaging
FL7662040	pipetta 12 canali Finnpipette F2 - 1-10 µL - codice colore rosa	1 pz
FL7662050	pipetta 12 canali Finnpipette F2 - 5-50 µL - codice colore giallo	1 pz
FL7662070	pipetta 12 canali Finnpipette F2 - 30-300 µL - codice colore arancione	1 pz
FL7662060	pipetta 12 canali Finnpipette F2 - 10-100 µL - codice colore giallo	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

