

**Pipetta 16 canali Finnpipette# F2****Thermo Scientific**

Micropipetta a 16 canali Finnpipette# F2 - interamente autoclavabile - con meccanismo brevettato AVG (Advanced Volume Gearing) per settaggio del volume - accurata e precisa - resistente - sistema di impostazione del volume isolato termicamente rispetto al corpo della pipetta: in questo modo il calore della mano non ha effetti sull'accuratezza - funzione blow-out che permette la completa dispensazione anche nei modelli a piccolo volume - display ergo visivo: numeri bianchi su sfondo nero - sistema di sicurezza che impedisce l'accidentale variazione di volume durante il pipettaggio - spazio per l'identificazione della pipetta - impugnatura ergonomica - il pulsante di espulsione del puntale richiede una forza minima - leggera per ridurre il rischio di RSI ( Repetitive Strain Injury).



Code	Description	Packaging
FL7662080	pipetta 16 canali Finnpipette F2 - 1-10 µL - codice colore viola	1 pz
FL7662090	pipetta 16 canali Finnpipette F2 - 5-50 µL - codice colore turchese	1 pz

## Accessories

Code	Description	Packaging
FL7420390	supporto per 1 Finnpipette multicanale	1 pz
FL7420400	supporto per 6 Finnpipette manuali	1 pz
FL8128093	vaschetta portareattivi - 25 mL	100 pz
FL8128095	vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione	100 pz
FL8750500	vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile	5 pz
FL8750800	serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile	10 pz
FL8750900	serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile	10 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

