

**Pipetta 12 canali F1-ClipTip****Thermo Scientific**

Pipetta a 12 canali F1-ClipTip# - assicura la perfetta tenuta di ogni puntale sul canale della micropipetta - grazie ad una tecnologia brevettata a triplo blocco il puntale rimane fermamente in posizione: nessun pericolo di perdere i puntali qualsiasi sia la pressione applicata - tasto di espulsione azionabile con una minima pressione - design ergonomico per proteggere dai rischi dovuti a lavoro ripetitivo (RSI) - impugnatura regolabile con angolo di 120° per assicurare il comfort sia a operatori mancini che destrorsi - dispositivo super blow-out che permette l'aumento del 150% dell'aria espulsa, garantisce la dispensazione efficiente di micro-volumi e previene l'azione capillare (disponibile per i modelli fino a 50 µL) - da utilizzare con puntali ClipTip# - il sistema completo micropipetta F1-ClipTip#+puntali ClipTip# è marcato CE secondo la Direttiva europea sugli IVD.



Code	Description	Packaging
FL7661160	pipetta F1-ClipTip - 12 canali - 5-50 µL - incr. 0,1 µL	1 pezzo
FL7661170	pipetta F1-ClipTip - 12 canali - 10-100 µL - incr. 0,2 µL	1 pezzo
FL7661180	pipetta F1-ClipTip - 12 canali - 30-300 µL - incr. 1 µL	1 pezzo

Accessories

Code	Description	Packaging
FL7420390	supporto per 1 Finnpipette multicanale	1 pz
FL7420400	supporto per 6 Finnpipette manuali	1 pz
FL8128093	vaschetta portareattivi - 25 mL	100 pz
FL8128095	vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione	100 pz
FL8750500	vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile	5 pz
FL8750800	serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile	10 pz
FL8750900	serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

