

**Contenitore per reattivi****BRAND**

Contenitore per reattivi in polipropilene, elevata trasparenza - capacità 60 mL - sterilizzabile in autoclave a 121°C.



Code	Description	Packaging
FB4703409	contenitore per reattivi - sterile - in sacchetti da 5 pezzi	1 pz.
FB4703411	contenitore per reattivi - sterile - conf. singola	1 pz.
FB4703459	contenitore per reattivi - non sterile - c/coperchio	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

