

**Contenitore per reattivi Jet Biofil****JetBiofil**

Contenitore per reattivi - ideale per aiutare il pipettaggio con multicanale e pipette ripetitive - colore bianco - leggero e silenzioso - resistente alla corrosione - disponibile sterile o non sterile.



Code	Description	Packaging
LTT010050	contenitore per reattivi - non sterile - 50 mL	80 pezzi
LTT011050	contenitore per reattivi - sterile - 50 mL	80 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

