

**Pipetta elettronica multicanale E1 ClipTip****Thermo Scientific**

Pipetta multicanale elettronica E1ClipTip - sistema di pipettaggio ClipTip#: permette di fissare saldamente i puntali al cono della pipetta, indipendentemente dalla forza applicata - è sufficiente una lieve pressione perché i puntali siano efficacemente agganciati - riduce il rischio di puntali allentati e di perdite - i puntali per pipette ClipTip rimangono in posizione e non si spostano - il sistema di pipettaggio ClipTip rimane sigillato, anche nelle applicazioni più estese, comprensive di ripetuti cicli di aspirazione, dispensazione e mescolamento, fino a quando non si decide di espellere i puntali - pipettaggio consistente e riproducibile da utente a utente - volumi dei campioni precisi su ogni canale - riduce il rischio di tunnel carpale - la micropipetta permette di salvare fino a 20 programmi - sistema di monitoraggio che consente di sapere quando la pipetta necessita di una nuova calibrazione o di assistenza - calibrazioni per differenti liquidi - batteria agli ioni di litio - ricarica rapida per prestazioni di lunga durata - design ergonomico: poggiatesta regolabile a 120° che consente il rilassamento della mano durante i cicli di pipettaggio - peso straordinariamente contenuto - espulsione soft-touch del puntale brevettata - impostazione di sicurezza del volume: evita indesiderate variazioni di volume durante l'uso - il sistema di pipettaggio F1-ClipTip è provvisto del marchio CE, come richiesto dalla direttiva IVD in Europa - da utilizzare con puntali Clip-Tip.



Code	Description	Packaging
FL7671000	micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip - 0,5-12,5 µL	1 pz.
FL7671010	micropipetta elettronica a 12 canali E1-ClipTip - 0,5-12,5 µL	1 pz.
FL7671020	micropipetta elettronica a 16 canali E1-ClipTip - 0,5-12,5 µL	1 pz.
FL7671030	micropipetta elettronica a 16 canali E1-ClipTip - 1-30 µL	1 pz.
FL7671040	micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip - 2-125 µL	1 pz.
FL7671050	micropipetta elettronica a 12 canali E1-ClipTip - 2-125 µL	1 pz.
FL7671060	micropipetta elettronica a 16 canali E1-ClipTip - 2-125 µL	1 pz.
FL7671070	micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip - 10-300 µL	1 pz.
FL7671080	micropipetta elettronica a 12 canali E1-ClipTip - 10-300 µL	1 pz.
FL7671090	micropipetta elettronica a 12 canali E1-ClipTip - 30-850 µL	1 pz.
FL7671100	micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip - 50-1250 µL	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

