

**Pipetta elettronica multicanale E1 ClipTip Equalizer****Thermo Scientific**

Pipetta elettronica multicanale E1 ClipTip equalizer - il sistema Equalizer permette di trasferire i campioni praticamente tra qualunque provetta, rack, micropiastra o contenitore orizzontale del gel - è possibile regolare la distanza tra i puntali semplicemente facendo scorrere la scala fino a raggiungere l'impostazione desiderata - un indicatore permette di determinare la spaziatura dei puntali in base all'applicazione: minor numero di ripetizioni per più applicazioni - sistema di pipettaggio ClipTip#: permette di fissare saldamente i puntali al cono della pipetta, indipendentemente dalla forza applicata - è sufficiente una lieve pressione perché i puntali siano efficacemente agganciati - riduce il rischio di puntali allentati e di perdite - i puntali per pipette ClipTip rimangono in posizione e non si spostano - il sistema di pipettaggio ClipTip rimane sigillato, anche nelle applicazioni più estese, comprensive di ripetuti cicli di aspirazione, dispensazione e mescolamento, fino a quando non si decide di espellere i puntali - pipettaggio consistente e riproducibile da utente a utente - volumi dei campioni precisi su ogni canale - riduce il rischio di tunnel carpale - la micropipetta permette di salvare fino a 20 programmi - sistema di monitoraggio che consente di sapere quando la pipetta necessita di una nuova calibrazione o di assistenza - calibrazioni per differenti liquidi - batteria agli ioni di litio - ricarica rapida per prestazioni di lunga durata - design ergonomico: poggiatesta regolabile a 120° che consente il rilassamento della mano durante i cicli di pipettaggio - peso straordinariamente contenuto - espulsione soft-touch del puntale brevettata - impostazione di sicurezza del volume: evita indesiderate variazioni di volume durante l'uso - il sistema di pipettaggio F1-ClipTip è provvisto del marchio CE, come richiesto dalla direttiva IVD in Europa - da utilizzare con puntali Clip-Tip.



Code	Description	Packaging
FL7672010	micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip Equalizer - 0,5-12,5 µL	1 pz.
FL7672020	micropipetta elettronica a 12 canali E1-ClipTip Equalizer - 0,5-12,5 µL	1 pz.
FL7672030	micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip Equalizer - 1-30 µL	1 pz.
FL7672040	micropipetta elettronica a 12 canali E1-ClipTip Equalizer - 1-30 µL	1 pz.
FL7672050	micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip Equalizer - 2-125 µL	1 pz.
FL7672060	micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip Equalizer 2-125 µL	1 pz.
FL7672070	micropipetta elettronica a 12 canali E1-ClipTip Equalizer - 2-125 µL	1 pz.
FL7672090	micropipetta elettronica a 6 canali E1-ClipTip Equalizer 50-1250 µL	1 pz.
FL7672100	micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip Equalizer - 50-1250 µL	1 pz.
FL7672080	micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip Equalizer - 10-300 µL	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

