

**Puntali FinnTip 20****Thermo Scientific**

Puntali Finntip 20 - 0,2-20 μ L - 3,3 cm - codice colore viola - realizzati con polipropilene vergine di alta qualità, libero da contaminanti - superficie interna del puntale idrofobica, per permettere la totale dispensazione del liquido all'interno del puntale stesso - controllo di qualità di ogni lotto per garantire precisione e accuratezza - totalmente autoclavabili - possibilità di scelta tra versioni sterili e non, in diversi confezionamenti - certificati CE-IVD.



Code	Description	Packaging
FL8100610	puntale Finntip 20 - 0,2-20 µL - in rack	10x384 pz
FL8100613	puntale Finntip 20 - 0,2-20 µL - in rack - sterile	10x384 pz
FL8100620	puntale Finntip 20 - 0,2-20 µL - in sacchetto	1.000 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

