

**Pipetta Transferpettor a volume variabile****BRAND**

Pipetta Transferpettor a volume variabile - a spostamento positivo - ideale per quei liquidi viscosi (proteine, oli, resine e grassi, glicerina, mercurio, acido solforico, ecc...), schiume (tensioattivi, ecc..) o sostanze ad alta tensione di vapore (alcoli, eteri, idrocarburi, ecc...) - pistone elastico, perfettamente aderente ripulisce le pareti del capillare/puntale, espellendo fino all'ultima goccia - risultati sempre perfettamente riproducibili - volumi da 1 μL a 10 mL - adatto per liquidi con densità 13,6 g/cm^3 , viscosità fino a 140000 mm^2/s (secondo la capacità dello strumento), tensione di vapore fino a 500 mBar - non è sterilizzabile - codice colore per identificare con facilità la capacità della pipetta.



Code	Description	Packaging
FB4702804	pipetta Transferpettor - volume variabile - 100-500 µL	1 pz.
FB4702806	pipetta Transferpettor - volume variabile - 200-1000 µL	1 pz.
FB4702810	pipetta Transferpettor - volume variabile - 1-5 mL	1 pz.
FB4702812	pipetta Transferpettor - volume variabile - 2-10 mL	1 pz.
FB4701817	pipetta Transferpettor - volume variabile - 10-50 µL	1 pz.
FB4701822	pipetta Transferpettor - volume variabile - 20-100 µL	1 pz.
FB4701812	pipetta Transferpettor - volume variabile - 5-25 µL	1 pz.
FB4701807	pipetta Transferpettor - volume variabile - 2,5-10 µL	1 pz.

Accessories

Code	Description	Packaging
FB4701902	capillare in vetro - per cap. max 10 µL - cod. colore arancione	100 pz.
FB4701906	capillare in vetro - per cap. max 25 µL - cod. colore 2xbianco	100 pz.
FB4701908	capillare in vetro - per cap. max 50 µL - cod. colore verde	100 pz.
FB4701910	capillare in vetro - per cap. max 100/200 µL - cod. colore blu	50 pz.
FB4701960	supporto per 4 Transferpettor fino a 200 µL	1 pz.
FB4702852	puntale in PP - per cap. 100/500 µL - cod. colore verde	10 pz.
FB4702854	puntale in PP - per cap. 200/1000 µL - cod. colore giallo	10 pz.
FB4702858	puntale in PP - per cap. 1000/5000 µL - cod. colore rosso	10 pz.
FB4702860	puntale in PP - per cap. 2000/10000 µL - cod. colore arancione	10 pz.



Code	Description	Packaging
FB4702890	supporto per 2 Transferpettor da 0,5 a 10 mL	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

