

**Pipetta ripetitiva elettronica HandyStep****BRAND**

Pipetta elettronica per dosaggio ripetitivo HandyStep® touch.

- Semplice: operazioni mediante touchscreen
- Facile: espulsione automatica del puntale
- Efficiente: compatibile con puntali di altri fornitori

Caratteristiche

- Operazioni touchscreen con menù di navigazione intuitivo e funzione "HELP" integrata
- Lingue del menù: tedesco, inglese, spagnolo, francese e cinese
- Regolazione del volume da 1,0 l a 50 ml
- Caricamento a induzione con stand di caricamento opzionale
- Versatile: grazie alle modalità "Multi-Dispensing", "Auto-Dispensing", "Pipetting" e

"Favorites"

- Robusto: l'alta qualità dei materiali garantisce la lunga durata dello strumento. La superficie liscia rende più facile il lavaggio/disinfezione.
- Determinazione automatica del volume quando vengono impiegati i puntali BRAND PD-Tips II, in questo modo viene assicurato il risparmio di tempo e si evitano possibili errori. Dopo avere inserito il puntale, la dimensione viene automaticamente riconosciuta e mostrata a display.
- Espulsione automatica del puntale semplicemente premendo un bottone: in questo modo si previene la contaminazione
- Lunga durata della carica: sono garantite molte ore di uso continuativo con una singola carica
- Connessione USB-C per il caricamento veloce della batteria via cavo
- Pulsante STEP ergonomico per rendere l'aspirazione e la dispensazione meno faticose

Modalità di funzionamento

Le diverse modalità di funzionamento rendono lo strumento flessibile e ne fanno la soluzione ideale per molte applicazioni.

- Multi Dispensing (MULTI-DISP): dispensazione successiva di un set di volume
- Auto Dispensing (AUTO-DISP): dispensazione automatica
- Pipetting (PIP): pipettaggio di un volume definito
- Favorites: è possibile salvare le operazioni eseguite con più frequenza per un veloce

accesso

Menù

Il menù è strutturato in modo da rendere l'utilizzo facile e intuitivo, i principali parametri e funzioni sono sempre in vista. Veloce selezione di tutte le modalità di lavoro.

La fornitura include: pipetta ripetitiva, adattatore universale AC (per Europa, UK, USA, Giappone, Australia e Nuova Zelanda), manuale d'uso e certificato di performance.



Code	Description	Packaging
FB4705200	pipetta ripetitiva elettronica HandyStep® touch - c/carica batteria	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

