



## Cappa chimica ChemFAST Premium

**Faster**

Cappa chimica a basso consumo per applicazioni generiche di laboratorio disponibile nelle larghezze frontali 1200mm, 1500 mm, 1800 mm.

### Caratteristiche

- Tecnologia aeraulica ibrida a 3 stadi: ricircolo interno al vano cappa tramite motoventilatore, filtrazione a bordo cappa ed espulsione esterna di una minima aliquota di aria.
- Dotata di dispositivo anemometrico.
- Pannello touch-screen a colori.
- Elementi filtranti a bordo cappa facilmente sostituibili e reperibili in commercio.
- Cassetti aspirati sotto il vano filtrante per il posizionamento dei reagenti di utilizzo quotidiano.
- Canalizzazione di espulsione con diametro inferiore a 180 mm.
- Piano in monolite ipergres con finitura lucida ad elevata resistenza superficiale.
- Prese elettriche con grado di protezione IP66
- Illuminazione a LED.
- Velocità dell'aria < a 0,15 m/s.

### Vantaggi

- **Sicurezza.** Rimozione e filtrazione dei contaminanti esattamente dove si sono formati.
- **Economicità.** Risparmio sui consumi di aria climatizzata.
- **Rispetto dell'ambiente.** Espulsione in ambiente esterno solo di aria filtrata.
- **Installazione semplice** grazie alle canalizzazioni di piccole dimensioni.
- **Ergonomia.** La prima cappa chimica studiata per lavorare anche seduti.
- **Semplice impostazione e controllo dei parametri.** Pannello di controllo touch screen di grandi dimensioni
- **Protezione elettrica.** Prese IP66 a spina inserita, ovvero quando la spina è in uso
- **Accessori e optional disponibili a richiesta.**

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei



interessato? Scopri come possiamo aiutarti

Code	Description	Packaging
F00080200000	cappa ChemFAST Premium 12 - tecnologia ibrida - fronte lavoro 120 cm	1 pz
F00080500000	cappa ChemFAST Premium 15 - tecnologia ibrida - fronte lavoro 150 cm	1 pz
F00080800000	cappa ChemFAST Premium 18 - tecnologia ibrida - fronte lavoro 180 cm	1 pz



## Accessories

Code	Description	Packaging
FX0080125100	Kit imballo semi-assemblato ChemFAST Classic/Sharp/Premium 12	1 pz
FX0080220100	Piano di lavoro in PP, per ChemFAST Premium 120, dim. 900x700 mm	1 pz
FX00802202S6	Piano di lavoro in acciaio, per ChemFAST Premium 120, dim. 900x700 mm	1 pz
FX0080220800	Rastrelliera interna ChemFast 12	1 pz
FX0080222700	Kit 4 prese interne per ChemFAST Premium12	1 pz
FX0080226000	Piano di lavoro in gres, per ChemFAST Premium 12, dim. 900X700 mm	1 pz
FX0080227000	Piano di lavoro in HPL, per ChemFAST Premium 12, dim. 900X700 mm	1 pz
FX0080425100	Kit imballo semi-assemblato ChemFAST Premium/Classic/Sharp 15	1 pz
FX0080520100	Piano di lavoro in PP, dim. 1200x700 mm, per ChemFAST Premium 15	1 pz
FX00805202S6	Piano di lavoro in acciaio inox 316L, dim. 1200X700 mm, per ChemFAST Premium 15	1 pz
FX0080522700	Kit 4 prese interne ChemAST Premium 15	1 pz
FX0080526000	Piano di lavoro in gres, dim. 1200X700 mm, per ChemFAST Premium 15	1 pz
FX0080527000	Piano di lavoro in HPL, dim. 1200X700 mm, per ChemFAST Premium 15	1 pz
FX0080721400	Kit 4 prese esterne per ChemFAST Classic/Sharp	1 KIT
FX0080725100	Kit imballo semi-assemblato ChemFAST Premium/Classic/Sharp 18	1 pz
FX0080820100	Piano di lavoro in PP, dim. 1500X700 mm, per ChemFAST Premium 18	1 pz
FX00808202S6	Piano di lavoro in acciaio, dim. 1500x700 mm, per ChemFAST Premium 18	1 pz
FX0080820400	Kit Motore Espulsione Integrato	1 pz



Code	Description	Packaging
FX0080820650	Presa addizionale per dati RJ45 CAT6 per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FX0080820800	Rastrelliera interna ChemFast 18	1 pz
FX0080820900	Kit inverter per aspiratore remoto, per ChemFAST Premium	1 pz
FX0080821500	Kit 3 prese esterne per ChemFAST Premium	1 pz
FX0080822700	Kit 4 prese interne per ChemFAST Premium18	1 pz
FX0080823400	Kit H2O: comando con erogatore in materiale plastico, per ChemFAST Premium	1 pz
FX0080823600	Kit H2O: comando con erogatore in acciaio inossidabile, per ChemFAST Premium	1 pz
FX0080823700	Kit vuoto (V): TAP-CONTROL in materiale plastico, per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FX0080823900	Kit vuoto (V): TAP-CONTROL in acciaio inossidabile, per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FX0080824000	Kit aria compressa, con erogatore, in plastica, per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FX0080824200	Kit aria compressa, con erogatore, in acciaio inossidabile, per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FX0080824300	Kit azoto, con erogatore, in plastica, per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FX0080824500	Kit azoto, con erogatore, in acciaio inossidabile, per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FX0080824600	Kit metano, con erogatore, in acciaio inossidabile, per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FX0080824800	Kit ossigeno, con erogatore, in acciaio inossidabile, per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FX0080825100	Kit elio, con erogatore. in acciaio inossidabile, per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FX0080825200	Kit CO2, con erogatore, in plastica, per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FX0080825300	Kit CO2, con erogatore, in acciaio inossidabile, per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FX0080826000	Piano di lavoro in gres, dim. 1500x700 mm, per ChemFAST Premium 18	1 pz
FX0080827000	Piano di lavoro in HPL, dim. 1500x700 mm, per ChemFAST Premium 18	1 pz



Code	Description	Packaging
FXR000000001	Motore di aspirazione remoto trifase VSB14 450 m3/h per ChemFAST Premium	1 pz
FXR000000020	Serranda manuale diam 160 mm per ChemFAST Premium	1 pz
FXR000000023	Staffa montaggio a muro per VS14, per ChemFAST Premium	1 pz
FXR000000026	Copertura PVC per VS14, per ChemFAST Premium	1 pz
FXR000000060	Sezionatore per aspiratore remoto per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FXR000000063	Basamento per aspiratore VSB 14, per ChemFAST Premium	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

