

**Mescolatore Rotativo ROTAX 6.8****Velp Scientifica**

Uno strumento altamente intuitivo, dotato di display digitale e con velocità regolabile da 0 a 30 rpm. Preciso e sicuro, ROTAX 6.8 offre prestazioni eccellenti. Struttura: metallica con verniciatura epossidica. Numero bottiglie alloggiabili: 6 bottiglie da 2 litri oppure 8 bottiglie da 1 litro con un adattatore.

- Display: LCD
- Massima altezza bottiglia: 1 litro bottiglia: 270 mm - 2 litri bottiglia: 280 mm
- Minima altezza bottiglia: 1 litro bottiglia: 200 mm - 2 litri bottiglia: 220 mm
- Massimo diametro bottiglia: 1 litro bottiglia: 110 mm - 2 litri bottiglia: 135 mm
- Potenza: 100 W
- Alimentazione: 115 V o 230 V / 50-60 Hz
- Peso: 30 kg
- Dimensioni (LxHxP): 665x520x470 mm

Prestazioni

- Regolazione elettronica della velocità: da 0 a 30 rpm
- Selezione della velocità: 1 rpm



Code	Description	Packaging
LLG04666803	Mescolatore Rotativo ROTAX 6.8	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

