

**Agitatore ad asta ES****Velp Scientifica**

Agitatore ad asta per liquidi con viscosità medio/bassa - struttura in tecnopolimero che offre un'elevata resistenza agli agenti chimici e una leggerezza unica, mentre il motore robusto garantisce un funzionamento continuo negli anni, senza costi aggiuntivi per la manutenzione - semplice da installare, resistente e sicuro, ES offre un ingombro contenuto, per sfruttare al meglio lo spazio sul banco - intuitivo mandrino autobloccante che non richiede particolari strumenti ed offre la possibilità di utilizzare diversi modelli di asta, per le più svariate applicazioni - particolare sistema blocca l'agitatore in caso di cattivo funzionamento in modo da garantire un'estrema sicurezza - regolazione elettronica della velocità: fino a 1300 giri/min - volume di agitazione (H<sub>2</sub>O): fino a 15 litri - coppia massima: 15 Ncm - viscosità: fino a 1000 mPa\*s - indicatore velocità: scala graduata - apertura mandrino: 1-10 mm - grado di protezione CEI EN 60529: IP 40 - dimensioni (LxHxP): 80x160x200 mm - temperatura ambiente di utilizzo: 0-40 °C.



| Code        | Description          | Packaging |
|-------------|----------------------|-----------|
| LLG04662802 | Agitatore ad asta ES | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

