

**Scatola per PCR e supporto PCR****BRAND****Scatola per PCR e supporto PCR**

La scatola PCR, quando viene abbinata al supporto, forma un'ideale posizione di lavoro per microprovette da 0,2 ml, singole, in strip o per piastre multipozzetto. Il modello salvaspazio ed impilabile della scatola PCR comprende un coperchio trasparente. Il supporto resiste a temperature da -80°C a +121°C. Colori assortiti (rosso, giallo, porpora, verde, blu).



| Code        | Description                    | Packaging |
|-------------|--------------------------------|-----------|
| LLG09409379 | Scatola per PCR e supporto PCR | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

