



Campionatore per liquidi, funzionamento ad una mano, acciaio inossidabile

Campionatore per liquidi, funzionamento ad una mano, acciaio inossidabile. Campionatore per liquidi da non viscosi a viscosi. Semplice utilizzo con funzionamento ad una sola mano. Con imbuto di scarico per facile riempimento delle bottiglie del campione (diam. 32 mm). Materiale V4A (1.4404).



Code	Description	Packaging
LLG06092997	Campionatore per liquidi, apertura con il pollice, 100 ml, 540 mm	1 pz.
LLG07622377	Campionatore per liquidi, posto sulla bottiglia, 100 ml, 535 mm	1 pz.
LLG06072639	Campionatore per liquidi, apertura con il pollice, 50 ml, 460 mm	1 pz.
LLG06253634	Campionatore per liquidi, posto sulla bottiglia, 50 ml, 455 mm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

