



Spatola, acciaio inossidabile

Spatola, acciaio inossidabile. Semplice spatola in acciaio inossidabile V4A (1.4404). Il design altamente stabile e solido della spatola le consente di forare sostanze solide, sacchi o BigBags. La spatola è prodotta con acciaio inossidabile premium, altamente lucidato e completamente saldato, ma tuttavia completamente privo di imperfezioni. E' adatta per raccogliere campioni di polveri, granulati e paste, specialmente in applicazioni alimentari e farmaceutiche. Autoclavabile, sterilizzabile a fiamma.



Code	Description	Packaging
LLG06283287	Spatola, acciaio inox, 50 ml, Lungh. 30 cm, Profondità immers. 188 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

