



Termometri di precisione, calibrati, forma inclusa

Termometri di precisione, calibrati, forma inclusa. Capillare: prismatico incolore, diam. 9 ± 1 mm, riempimento ecologico rosso, con certificato di calibrazione DAkkS, su 3 punti.



Code	Description	Packaging
LLG04658578	Termometri, calibrati, 420 mm, immersione totale, -10/+50 °C, ris. 0,1 °C	1 pz.
LLG04658579	Termometri, calibrati, 420 mm, immersione totale, 0/+50 °C, ris. 0,1 °C	1 pz.
LLG04658577	Termometri, calibrati, 420 mm, immersione totale, -5/+100 °C, ris. 0,2 °C	1 pz.
LLG04658576	Termometri, calibrati, 270 mm, immersione totale, -10/+100 °C, ris. 0,5 °C	1 pz.
LLG04658575	Termometri, calibrati, 305 mm, immersione totale, -10/+100 °C, ris. 1 °C	1 pz.
LLG04658580	Termometri, calibrati, 305 mm, immersione totale, -10/+150 °C, ris. 1 °C	1 pz.
LLG06289516	Termometri, calibrati, 350 mm, immersione totale, -10/+150 °C, ris. 0,5 °C	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

