



Detergente alcalino, neodisher Alka 300

Termometri ASTM ACCU-SAFE, calibrati, a stelo. Capilare: bianco retro tondo, riempimento ecologico blu, con certificato di calibrazione DAkkS su 3 punti.



Code	Description	Packaging
LLG04658589	Termometri ASTM, Lungh. 300mm, +34/+42°C, Ris. 0,1°C, Riempimento blu	1 pz.
LLG04658590	Termometri ASTM, calibrati, a stelo, 401 mm, immersione tot., -38/+2°C	1 pz.
LLG04658599	Termometri ASTM, calibrati, a stelo, 390 mm, immersione 76 mm, +20/+50°C	1 pz.
LLG04658587	Termometri ASTM, calibrati, a stelo, 435 mm, immersione tot., -20/+102°C, 0,	1 pz.
LLG04658588	Termometri ASTM, calibrati, a stelo, 415 mm, immersione tot., -2/+80°C	1 pz.
LLG04658591	Termometri ASTM, calibrati, a stelo, 300 mm, immersione tot., -7/+105°C	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

