



Dispensatore di sovrascarpe HYGOMAT COMFORT / CLEANROOM

Dispensatore di sovrascarpe HYGOMAT COMFORT / CLEANROOM.

- non è necessaria l'alimentazione elettrica
- di facile utilizzo, non è necessario piegarsi
- facile e rapida gestione
- con corrimano per massimo confort
- capacità: due confezioni di sovrascarpe
- con finestra per facile controllo della quantità rimanente
- ricarica con altre sovrascarpe in pochi secondi
- peso: 21 kg



Code	Description	Packaging
LLG06257283	Dispensatore di sovrascarpe HYGOMAT COMFORT, 740 x 300 x 730 mm	1 pz.
LLG06257285	Sovrascarpe, tessuto con rivestimento in CPE, 440 mm, bianche, per HYGOMAT	80 pz.
LLG06257286	Sovrascarpe con forte soles in CPE 440 mm, bianche-blu, per HYGOMAT	70 pz.
LLG06257287	Sovrascarpe, CPE, 470 mm, blu, per HYGOMAT	110 pz.
LLG06257288	Sovrascarpe suola resistente scivolamento, PP, 460 mm, azzurre, per HYGOMAT	100 pz.
LLG06269779	Dispensatore di sovrascarpe HYGOMAT CLEANROOM, acciaio inox, 740x300x730 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

