

**Provette per DNA LoBind****Eppendorf**

Provette per DNA LoBind. - meno dell' 1% di perdita di DNA / RNA a basse concentrazioni e condizioni critiche (salinità elevata, cor ti frammenti di DNA)- nessuna superficie rivestita, es. silicone- libero da DNA. DNase, RNase e inibitori PCR (PCR pulito)- nuovo PP , prodotto in condizioni ottimizzate- disponibili in tubi Safe-Lock da 0,5ml, 1.5 ml e 2.0ml - altamente trasparenti- eccellente resistenza alla centrifugazione (fino a 18000xg)



Code	Description	Packaging
LLG09409326	Provette per DNA LoBind, cap. 1,5 ml	250 pz.
LLG09409324	Provette per DNA LoBind, cap. 0,5 ml	250 pz.
LLG09409327	Provette per DNA LoBind, cap. 2,0 ml	250 pz.
LLG09409290	Provette per DNA LoBind, Volume nominale 5,0 ml, Max. rcf 25000 x g, Contenuto confezione 4 sacchetti da 50	4x50 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

