



Mini centrifuga LLG-uniCFUGE 2 e LLG-uniCFUGE 2/5

LLG Labware

Mini centrifuga compatta. La velocità può essere regolata da 4000 rpm a 600 rpm. Motore potente per partenza veloce. Arresto rapido quando il coperchio viene aperto. 3 anni di garanzia.

Caratteristiche:

- Max RC: 1200xg e 200xg
- Max velocità: 4000 rpm e 6000 rpm
- Max capacità: 4x5 mL provette
- Dimensioni (diam.xH) 140x120 mm
- Peso: 0,7 kg
- Alimentazione 100-240V, 50/60 Hz, 1A



Code	Description	Packaging
LLG06263510	Mini centrifuga uniCFUGE 2 con spina EU	1 pezzo
LLG06263515	Minicentrifuga uniCFUGE 2/5 con rotore per provette da 5 mL	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

