

**Guanti per protezione da taglio uvex phynomic C3****uvex**

Guanti per protezione da taglio uvex phynomic C3.

- guanti di sicurezza per protezione da tagli leggeri e sensibili
- resistenza molto buona alla abrasione meccanica grazie al rivestimento in schiuma acqua-polimero resistente all'umidità
- buona presa in ambienti asciutti e leggermente umidi
- buona protezione da taglio (livello 3) e alta resistenza alla lacerazione - rivestimento altamente traspirante
- eccezionale senso tattile
- colore: blu cielo
- EN: 388



Code	Description	Packaging
LLG06285575	Guanti per protezione da taglio uvex phynomic C3, taglia 6	1 pz
LLG06285576	Guanti per protezione da taglio uvex phynomic C3, taglia 7	1 pz
LLG06285577	Guanti per protezione da taglio uvex phynomic C3, taglia 8	1 pz
LLG06285578	Guanti per protezione da taglio uvex phynomic C3, taglia 9	1 pz
LLG06285579	Guanti per protezione da taglio uvex phynomic C3, taglia 10	1 pz
LLG06285580	Guanti per protezione da taglio uvex phynomic C3, taglia 11	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

