

**Pinza a forcella per giunti sferici****LLG Labware**

Pinza a forcella per giunti sferici In acciaio inossidabile 304. Per connessioni di giunti sferici normalizzati. Con vite di fissaggio.



| Code        | Description                                     | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09011797 | Pinza a forcella per giunti sferici, misura S13 | 1 pz      |
| LLG09011798 | Pinza a forcella per giunti sferici, misura S19 | 1 pz      |
| LLG09011799 | Pinza a forcella per giunti sferici, misura S29 | 1 pz      |
| LLG09011800 | Pinza a forcella per giunti sferici, misura S35 | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

