

**Inceneritore rapido****Gestigkeit**

Inceneritore rapido. Per incenerimenti singoli ed in serie di sostanze solide e liquide. Ripiani superiori con 8 fori Ø 34 mm per crogioli di porcellana con diametro fino a 50 mm. Struttura e ripiani in acciaio inox. Funzionamento continuo o con temporizzatore 120 minuti con allarme. Dispositivo di sicurezza che spegne automaticamente l'apparecchio in caso di apertura della camera di incenerimento. Cavo per alimentazione da 1,5 m e spina con messa a terra. Tipo SVR/E - Controllo elettronico della temperatura, con regolazione continua della potenza dal 10 al 100%. Con tipo EH 400, elemento riscaldante pronto per il montaggio, peso 1,6 kg. Completo per l'uso. Tipo SVD 95 - Con indicazione digitale su display della temperatura. Con tipo EH 95, elemento riscaldante pronto per il montaggio con termocoppia incorporata. Completo per l'uso.



Code	Description	Packaging
LLG09884140	Inceneritore rapido SVR/E, temp. 950 °C, dim. 450x310x180 mm, 7 kg, 230 V	1 pz.
LLG09884141	Inceneritore rapido SVD 95, temp. 950 °C, dim.450x310x180 mm, 7 kg, 220 V	1 pz.
LLG09884142	Elemento riscaldante EH 400 per SVR/E	1 pz.
LLG09884143	Elemento riscaldante EH 95 per SVD 95	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

