



Setacciatori analitici AS 200 basic/digit/control, AS 300 control, AS 450 basic, AS 450 control

Setacciatori analitici AS 200 basic/digit/control, AS 300 control, AS 450 basic, AS 450 control setacciatori sono utilizzati nei settori di ricerca e sviluppo, controllo qualità di materie prime, prodotti intermedi e finiti oltre che nel monitoraggio della produzione.

Caratteristiche

- Setacciatura con effetto 3D
- Per setacciatura a secco e ad umido
- Tempo breve di setacciatura
- Bassa rumorosità, senza manutenzione

Si prega di ordinare separatamente il dispositivo di fissaggio, i setacci e il piatto di raccolta.

AS 200 basic: modello base con basso prezzo.

AS 200 digit: modello potente con tastiera a sfioramento, display digitale, intervallo di setacciatura

AS 200 control: come AS 200 digit, ma controllato da microprocessore, con intervalli liberamente selezionabili e regolazione digitale dell'ampiezza di vibrazione. Può essere calibrato e, per la prima volta, consente risultati di setacciatura riproducibili al 100%, anche se si utilizzano strumenti diversi. Il modello AS 200 control ha un'interfaccia integrata per il software di valutazione EasySieve®. Allo stesso tempo offre anche tutti i requisiti per il monitoraggio di prova dei materiali secondo ISO 9000.

AS 300 control: come AS 300 control; adatto anche per setacci con diametro fino a 315 mm e per carichi maggiori.

AS 450 basic: modello prezzo base per setacciatura a secco fino a 15 kg di materiale.


Specifiche tecniche

- Max. numero di frazioni (secondo la dimensione dei setacci):

AS 200, AS 300: 9/17

AS 450 basic: 11/7

- Movimento del campione: orbitale con vibrazione
- Altezza della torre di setacci:



AS 200, AS 300: fino a circa 510 mm
 AS 450 basic: fino a circa 830 mm

- Carico max./quantità di campione:

AS 200: 3 kg
 AS 300: 6 kg
 AS 450 basic: 15 kg

- Timer:

AS 200, AS 300, AS 450: digitale

Code	Description	Packaging
LLG09739277	Setacciatore AS 450 control, 20 µm-125 mm, x setacci Ø 400/450 mm	1 pz.
LLG06282597	Setacciatori analitici AS 200 basic, dim. 417x38x212 mm, peso netto 35 kg	1 pz.
LLG06282666	Setacciatori analitici AS 200 digit cA, dim. 417x384x212 mm, peso netto 35	1 pz.
LLG06282965	Setacciatori analitici AS 200 control, dim. 417x384x212 mm, peso netto 35	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG06283846	Setacciatori analitici AS 300 control, dim. 417x384x212 mm, peso netto 42	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

