



Conduzzimetri

evoqua

Conduzzimetri.

Modello P 2/30 Sk.

Con display analogico 0-30 $\mu\text{S}/\text{cm}$ e attacco rapido. Con cella integrata ad accoppiamento rapido ($c=0.2$).

Modello P 2/30.

Con display analogico 0-30 $\mu\text{S}/\text{cm}$ e attacco filettato. Con connessione a vite 3/4 e cella integrata ($c=0.2$).

Modello LFW 200.

Con display digitale 00,1-199,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Con contatto libero (valore regolabile), allarme di malfunzionamento, attacchi per valvola solenoide, cella $K=0,2$ con o senza compensazione di temperatura (Pt 500) e interruttore livello serbatoio con indicazione esterna. Concepito per montaggio a parete. Dimensioni (LxPxH) 200x60x120 mm. Cella non inclusa, da ordinare separatamente.

Modello P1/50 WA

Con display analogico, range di misura da 0 a 50 $\mu\text{S}/\text{cm}$, contatto libero (valori selezionabili liberamente); per montaggio a parete. Cella non inclusa, da ordinare separatamente.



Code	Description	Packaging
LLG09914517	Conduttimetri tipo LFW 200	1 pz
LLG09914516	Conduttimetri tipo P 2/30	1 pz
LLG09914460	Conduttimetri tipo P 2/30 Sk	1 pz
LLG09914518	Conduttimetri tipo P1/50 WA	1 pz
LLG06057070	Cella screw-in, 1/2", c=0.2, cavo da 3 m per P1/50 WA/LFW 200	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

