

**Bottiglie quadrate Nalgene Tipo 2019, PETG, sterili**Thermo Elect.LED GmbH
(Nalge)**Bottiglie quadrate Nalgene™ Tipo 2019, PETG, sterili**

Con chiusura a vite in HDPE. Ridotta permeabilità a CO₂/O₂ che riduce lo spostamento del pH. Le bottiglie e le chiusure sono sterilizzate con radiazioni e apirogene eliminando costosi lavaggi, operazioni di depiogenazione e autoclavaggio. Fascia termoretraibile attorno alla chiusura e al tappo, che fornisce un evidente sigillo. Confezionate in vassoi termorestringenti. La misura da 2 litri ha una presa a corpo e chiusura bianca 53mm (53B). Le bottiglie sono sterili per 10⁻⁶ SAL, apirogene, non citotossiche e conformi alle linee guida USP Class VI. Sterili. Trasparenti. A tenuta. Graduate.



Code	Description	Packaging
LLG04675522	Bottiglie quadrate Nalgene™ Tipo 2019, PETG, sterili, Tipo 2019, Volume 30 ml, Dimensioni 64 x 38 x 38 mm, Tipo chiusura Ø 20 mm	96 pz
LLG04675525	Bottiglie quadrate Nalgene™ Tipo 2019, PETG, sterili, Tipo 2019, Volume 250 ml, Dimensioni 146 x 61 x 61 mm, Tipo chiusura Ø 38 mm/design 430	48 pz
LLG04675527	Bottiglie quadrate Nalgene™ Tipo 2019, PETG, sterili, Tipo 2019, Volume 1000 ml, Dimensioni 220 x 94 x 94 mm, Tipo chiusura Ø 38 mm/design 430	24 pz
LLG09103126	Bottiglie quadrate, PETG, sterili, 1000 ml, Ø 38 mm/430, 220x94x94 mm	12 pz.
LLG04675523	Bottiglie quadrate Nalgene™ Tipo 2019, PETG, sterili, Tipo 2019, Volume 60 ml, Dimensioni 82 x 41 x 41 mm, Tipo chiusura Ø 24 mm	96 pz
LLG04675524	Bottiglie quadrate Nalgene™ Tipo 2019, Volume 125 ml, Dimensioni 110 x 54 x 54 mm, Tipo chiusura Ø 38 mm/design 430	48 pz
LLG04675526	Bottiglie quadrate Nalgene™ Tipo 2019, Volume 500 ml, Dimensioni 177 x 74 x 74 mm, Tipo chiusura Ø 38 mm/design 430	24 pz
LLG04675528	Bottiglie quadrate Nalgene™, Tipo 2019, 2000 ml, 271 x 116 x 116 mm, chiusura Ø 53 mm/design 53B	12 pz
LLG09103123	Bottiglie quadrate, PETG, sterili, 125 ml, Ø 38 mm/430, 110x54x54 mm	24 pz.
LLG09103127	Bottiglie quadrate, PETG, sterili, 2000 ml, Ø 53 mm/53B, 271x116x116 mm	6 pz.
LLG09103124	Bottiglie quadrate, PETG, sterili, 250 ml, Ø 38 mm/430, 146x61x61 mm	24 pz.
LLG09103121	Bottiglie quadrate, PETG, sterili, 30 ml, Ø 20 mm, 64x38x38 mm	24 pz.
LLG09103125	Bottiglie quadrate, PETG, sterili, 500 ml, Ø 38 mm/430, 177x74x74 mm, Bottiglie quadrate, PETG, sterili, 500 ml, Ø 38 mm/430, 177x74x74 mm	12 pz.
LLG09103122	Bottiglie quadrate, PETG, sterili, 60 ml, Ø 24 mm, 82x41x41 mm	24 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

