



## Supporti di montaggio EUKITT

I supporti di montaggio EUKITT® sono caratterizzati da rapida polimerizzazione, ottica cristallina, bassa fluorescenza, ideale indice di rifrazione, buona fluidità e bassa contrazione. I preparati sono stabili per molti anni senza screpolatura e scolorimento. I supporti di montaggio EUKITT® sono incolori e non alterano la forma, la struttura o il colore del materiale da esaminare. Nessuna auto-fluorescenza sotto la luce UV! Consegnati in bottiglie di alluminio infrangibili e a collo largo.

**EUKITT®:** supporto di montaggio standard-oro. Preferibile per l'uso in coprivetrini. Resiste al caldo, al freddo (-17 °C), all'umidità, alla luce del giorno e alla luce UV e conserva i preparati originali per un periodo illimitato. Tempo di essiccazione: 20 minuti.

**EUKITT® neo special:** asciugatura rapida, supporto di montaggio libero da xilene. Può essere applicato direttamente su EtOH o *i*-PrOH. Il lavaggio con xilene può essere omissso. Formulazione moderna che utilizza come solvente una materia prima sostenibile e rinnovabile. Odore piacevole. Tempo di essiccazione: 15 minuti.

**EUKITT® UV R:** Trattamento rapido. Viene asciugato molto velocemente dalla luce UV. Non contiene solventi perciò è necessario utilizzare solo il 50% della quantità impiegata con i supporti di montaggio standard. Può essere applicato direttamente su EtOH o *i*-PrOH e non presenta rischi per la salute. Adatto a tutti i tipi di tessuto. Tempo di polimerizzazione: da 10 a 30 secondi.



| Code        | Description  | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06314128 | EUKITT® Campioni di montaggio, Tipo EUKITT®UV R, Capacità 100 ml, Indice di Rifrazione 1,48 n (20 °C), Range Viscosità 90 ... 250 mPas, Durata minima 6 mesi | 1 pz      |
| LLG06272072 | Supporti montaggio EUKITT UV, 100 ml, Indice Rifrazione 1,48, 350-550 mPas   | 1 pz.     |
| LLG06272068 | Supporti montaggio EUKITT, 100 ml, Indice Rifrazione 1,49, 250-450 mPas  | 1 pz.     |
| LLG06272070 | Supporti montaggio EUKITT neo special, 100ml, Indice Rifr.1,48, 500-750mPas  | 1 pz.     |
| LLG06272069 | Supporti montaggio EUKITT, 500 ml, Indice Rifrazione 1,49, 250-450 mPas  | 1 pz.     |
| LLG06272071 | Supporti montaggio EUKITT neo special, 500ml, Indice Rifr.1,48, 500-750mPas  | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

