

**Tappi per bottiglie a collo stretto per reagenti, PP****Kautex**

Tappi per bottiglie a collo stretto per reagenti, PP.

- a) Tappo anti-manomissione, blu, con guarnizione conica e sigillo ad anello. Indica immediatamente un'apertura non autorizzata. Perfetto per determinare se il tappo è stato rimosso.
 - b) Tappo anti-manomissione, rosso, con rivestimento in schiuma PE e sigillo. Indica immediatamente un'apertura non autorizzata. Perfetto per determinare se il tappo è stato rimosso.
 - c) Tappo anti-manomissione, bianco/blu, con chiusura a prova di bambino, guarnizione conica e sigillo. Indica immediatamente un'apertura non autorizzata. Perfetto per determinare se il tappo è stato rimosso.
 - d) Tappo anti-manomissione, bianco/rosso, con chiusura a prova di bambino, guarnizione conica, membrana di sfiato. Indica immediatamente un'apertura non autorizzata. Perfetto per determinare se il tappo è stato rimosso.
- LLG09072905: Tappo anti-manomissione, rosso, tappo di sfiato, con guarnizione conica e membrana di sfiato.



Code	Description	Packaging
LLG09072863	Tappi per bottiglie a collo stretto da 100 a 1000 ml, per Ø fil. est. 32 mm	1 pz.
LLG09072866	Tappi per bottiglie a collo stretto da 100 a 1000 ml, per Ø fil. est. 32 mm	1 pz.
LLG09072867	Tappi per bottiglie a collo stretto da 100 a 1000 ml, per Ø fil. est. 32 mm	1 pz.
LLG09072905	Tappi per bottiglie a collo stretto da 100 a 1000 ml, per Ø fil. est. 32 mm	1 pz.
LLG09072862	Tappi per bottiglie a collo stretto da 2500 ml, per Ø fil. est. 45 mm	1 pz.
LLG09072868	Tappi per bottiglie a collo stretto da 2500 ml, per Ø fil. est. 45 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

