

**Telecamera digitale CMOS per microscopio ODC****Kern & Sohn**

Telecamera digitale CMOS per microscopio ODC. Specialista in microscopia per misurazioni, conteggio, documentazione, archiviazione e processazione di immagini.

- Camera USB C
- Mount con sensore CMOS
- Versione telecamera USB 2.0 (ODC 822, ODC 824, ODC 825) e USB 3 (ODC 831, ODC 832)
- Sono inclusi: cavo USB, oculare adattatore e vetrino di calibrazione
- Software incluso Kern-Microscope-VIS in 6 lingue, per WINDOWS XP e maggiore



Code	Description	Packaging
LLG06285783	Telecamera, tipo ODC 824, ris.3,1 MP, sensore 1/2" CMOS, USB 2.0	1 pz.
LLG06285905	Telecamera, tipo ODC 822, ris.1,3 MP, sensore 1/3" CMOS, USB 2.0	1 pz.
LLG06285906	Telecamera, tipo ODC 825, ris.5,1 MP, sensore 1/2,5" CMOS, USB 2.0	1 pz.
LLG06285908	Telecamera, tipo ODC 832, ris.5,1 MP, sensore 1/2,5" CMOS, USB 3.0	1 pz.
LLG06285907	Telecamera, tipo ODC 831, ris.3,1 MP, sensore 1/3" CMOS, USB 3.0	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

