

**Tappi per bottiglie reagenti a bocca larga, PP, melammina****Kautex**

Tappi per bottiglie reagenti a bocca larga, PP, melammina. Garantiscono la funzionalità e la tenuta delle bottiglie a protezione del contenuto. Tipo a) Tappo a vite, nero, con guarnizione ad espansione in PE spessore 1,5 mm. Assicurano che la bottiglia sia sigillata e chiusa in modo sicuro. Tipo b) Tappo anti-manomissione blu, con guarnizione tronco conica e anello di sicurezza. Indica immediatamente un'apertura non autorizzata. Perfetto per stabilire se il tappo è stato rimosso. Tipo c) Tappo anti-manomissione, rosso, con guarnizione ad espansione in PE ed anello di sicurezza. Indica immediatamente un'apertura non autorizzata. Perfetto per stabilire se il tappo è stato rimosso.



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09072894 | Tappo a vite tipo a*, nero, per bott. 50 ml, fil.est. 28 mm                 | 1 pz.     |
| LLG09072895 | Tappo a vite tipo a, nero, per bott. 100 ml, fil.est. 32 mm                 | 1 pz.     |
| LLG09072896 | Tappo a vite tipo a, nero, per bott. 250, 350 ml, fil.est. 45 mm            | 1 pz.     |
| LLG09072897 | Tappo a vite tipo a, nero, per bott. 500, 750, 1000 ml, fil.est. 54 mm      | 1 pz.     |
| LLG09072898 | Tappo a vite tipo a, nero, per bott. 1500 - 4000 ml, fil.est. 80 mm         | 1 pz.     |
| LLG09072893 | Tappo a vite tipo b, blu, per bott. 1500 - 4000 ml, fil.est. 80 mm          | 1 pz.     |
| LLG09072904 | Tappo antimanomissione tipo b, blu, per bott. 50 ml, fil.est. 28 mm         | 1 pz.     |
| LLG09072899 | Tappo antimanomissione tipo c, rosso, per bott. 50 ml, fil.est. 28 mm       | 1 pz.     |
| LLG09072900 | Tappo antimanomissione tipo c, rosso, per bott. 100 ml, fil.est. 32 mm      | 1 pz.     |
| LLG09072901 | Tappo antimanomissione tipo c, rosso, per bott. 250, 350 ml, fil.est. 45 mm | 1 pz.     |
| LLG09072902 | Tappo antimanomissione tipo c, rosso, per bott. 500/750/1 L, fil.est. 54 mm | 1 pz.     |
| LLG09072903 | Tappo antimanomissione tipo c, rosso, per bott.1500/4000 ml, fil.est. 80 mm | 1 pz.     |

