

**Occhiali di sicurezza panoramici uvex ultrasonic CR 9302****uvex**

Occhiali di sicurezza panoramici uvex ultrasonic CR 9302.

- Protezione professionale dei prodotti e degli esseri umani
- Primo occhiale protettivo autoclavabile con effetto anti-appannamento
- Protezione sterile degli occhi in ogni situazione
- Autoclavabili almeno 10 volte, a 121 °C, per 20 minuti
- Design innovativo, massima funzionalità, comfort per gli utilizzatori
- Occhiale ultra leggero con lente panoramica, tecnologia a due componenti

e fascia regolabile in silicone

• La ventilazione indiretta garantisce un ambiente interno piacevole e confortevole

- Facile sostituzione della lente
- Componenti molli flessibili
- Ampio campo panoramico di visione
- Materiale non allergenico privo di sostanze nocive
- EN 166
- UV 400
- Peso 98 g

Rivestimento uvex supravision pulito



Code	Description	Packaging
LLG06262943	Occhiali ultrasonic CR 9302, bianco, lenti chiare / UV 2-1,2	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

