

**Circolatori Refrigerati con Regolatore di Temperatura Programmabile Avanzato**

Circolatori refrigerati con regolatore di temperatura programmabile avanzato.

- Temperatura di esercizio: da -40 ° a + 200 °C
- Stabilità della temperatura:  $\pm 0.01$  °C
- Programmazione del tempo/temperatura (dieci programmi a 100 step)
- Intuitivo display SmartTouch da 4,3 "(10,9 cm)
- 6 lingue: francese, tedesco, spagnolo, cinese, arabo, inglese
- Pompa a velocità variabile con capacità di circolazione esterna aperta e chiusa
  - Regolatore girevole 180°
  - Connettività: USB-A & B, Ethernet, RS-232 / RS-485 e sonda di temperatura esterna
    - Programmazione degli eventi (ora e data) con orologio in tempo reale
    - Rivede le tendenze della temperatura fino a 10 giorni
    - Più schermate home selezionabili
    - Aiuto sullo schermo
    - Ottimizzazione delle prestazioni automatica e / o regolabile dall'utilizzatore
    - Capacità di calibrazione su 5 punti



Code	Description	Packaging
LLG04658605	Circolatori Refrigerati con Regolatore di temp.Programmabile Avanzato, 7 L	1 pz.
LLG04658611	Circolatori Refrigerati con Regolatore di temp.Programmabile Avanzato, 7 L	1 pz.
LLG04658613	Circolatori Refrigerati con Regolatore di temp.Programmabile Avanzato, 15 L	1 pz.
LLG04658617	Circolatori Refrigerati con Regolatore di temp.Programmabile Avanzato, 15 L	1 pz.
LLG04658619	Circolatori Refrigerati con Regolatore di temp.Programmabile Avanzato, 20 L	1 pz.
LLG04658621	Circolatori Refrigerati con Regolatore di temp.Programmabile Avanzato, 28 L	1 pz.
LLG04658624	Circolatori Refrigerati con Regolatore di temp.Programmabile Avanzato, 45 L	1 pz.
LLG04658607	Circolatori Refrigerati con Regolatore di temp.Programmabile Avanzato, 7 L	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

