



Viscosimetro digitale VISCO / VISCO-895

Viscosimetro digitale VISCO / VISCO-895 Compatto e facilmente trasportabile con una sola mano. Display completamente digitale che permette a tutti di leggere facilmente i risultati. In grado di misurare con solo una piccola quantità di campione. Facile regolazione e semplice funzionamento con un solo bottone. In grado di effettuare misure anche con contenitori diversi dal beaker incluso.

VISCO-895:

Modello in alluminio con peso ridotto (895 G).

La fornitura include: VISCO / VISCO-895 Pacchetto A:

Viscosimetro con adattatore per tazze, 50 tazze di carta e 50 in plastica.

VISCO / VISCO-895 Pacchetto B:

Viscosimetro con adattatore ultra low per campioni con bassa viscosità (da 1 a 2000 mPas)

Caratteristiche

- Range di misura viscosità:
 - A1: da 50 a 200.000 mPas / da 50 a 200.000 cP
 - A2: da 100 a 600.000 mPas / da 100 a 600.000 cP
 - A3: da 500 a 2000.000 mPas / da 500 a 2000.000 cP
- Range di misura momento torcente: da 0.0 a 100.0% (raccomandato: 10.0 to 100.0 %)
- Velocità: da 0,5 a 250 rpm
- Temperatura di lavoro: da 10 a 40 °C
- Dimensioni (L x P x H): 120 x 120 x 200 mm
- Peso netto: 1200 g
- Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz, 4 x LR6/AA batterie



Code	Description	Packaging
LLG06286453	Viscosimetro digitale VISCO	1 pz.
LLG06286454	Viscosimetro digitale VISCO Pacchetto A	1 pz.
LLG06286455	Viscosimetro digitale VISCO Pacchetto B	1 pz.
LLG06286456	Viscosimetro digitale VISCO-895	1 pz.
LLG06286457	Viscosimetro digitale VISCO-895 Pacchetto A	1 pz.
LLG06286458	Viscosimetro digitale VISCO-895 Pacchetto B	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

