

**Supporto per micropipette a Singolo canale, Tipo 337****Socorex**

Supporto per micropipette a Singolo canale, Tipo 337. - Per 7 pipette monocanale delle principali marche- Disponibili in 5 attraenti colori - Modello da tavolo salva spazio- Materiale PA facile da pulire



Code	Description	Packaging
LLG09411492	Supporto universale per pipette, blu	1 pz.
LLG09411491	Supporto universale per pipette, grigio	1 pz.
LLG09411493	Supporto universale per pipette, verde	1 pz.
LLG09411504	Supporto universale per pipette, rosa	1 pz.
LLG09411494	Supporto universale per pipette, giallo	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

